


**TRIO**<sup>TM</sup>  
CLEAR



**TRIOCLEAR<sup>TM</sup>**

De beste aligner-oplossing voor u en uw patiënt



## INHOUDSOPGAVE

MAG HET AANBIEDEN VAN EEN ALIGNER BEHANDELING NOG ONTBREKEN IN MIJN PRAKTIJK?.....	4
WAAROM TRIOCLEAR™ ALIGNERS?.....	4
TRAINING EN KLINISCHE ONDERSTEUNING.....	5
WELKE VOORDELEN BIEDT TRIOCLEAR™.....	7
KLINISCHE TOEPASSING/INDICATIES.....	8
BEHANDELMOGELIJKHEDEN.....	9
CONTACT.....	11



## MAG HET AANBIEDEN VAN EEN **ALIGNER** BEHANDLING NOG ONTBREKEN IN UW PRAKTIJK?

Het aanbieden van een behandeling met clear aligners is iets wat in de hedendaagse tandarts- en orthodontiepraktijk niet meer mag ontbreken. Steeds meer volwassen kiezen deze behandelwijze om alsnog hun tanden in een betere positie te krijgen. Ook meer jongeren maken de keuze om, bij milde crowding of malocclusie, voor aligners te gaan in plaats van reguliere beugels.

Naast de esthetische verbeteringen gaan ook steeds meer tandartsen de mogelijkheden en voordelen zien om aligners te gebruiken als onderdeel van een groter behandelplan. Zo kunnen aligners worden gebruikt om plaats te creëren voor implantaten, of kan men pre – restauratief oplijnen met aligners voor het plaatsen van facings. Een ander voordeel is dat elementen die correct zijn opgelijnd een betere functie hebben en makkelijker te reinigen zijn.

## WAAROM **TRIOCLEAR™** ALIGNERS?

Het werken met TrioClear™ aligners biedt u en uw patiënt, ten opzichte van andere systemen, vele voordelen. Voor uw patiënt is de behandeling, door het unieke 3 steps systeem, veel gebruiksvriendelijker. Patiënten ervaren minder pijnklachten doordat de verplaatsing van de elementen via het soft, medium en hard systeem net zo effectief, maar wel geleidelijker gebeurt. TrioClear™ aligners hebben een grotere gingivale bedekking waardoor ze effectievere en gecontroleerde krachten kunnen realiseren.



### Hygiënisch

De aligners zijn onder stromend water met een tandenborstel schoon te poetsen.

### Uitneembaar

De aligner is op elk moment eenvoudig en snel uit de mond te nemen en opnieuw terug te plaatsen (b.v. om te eten of te reinigen). Op dat moment kan de aligner in de meegeleverde bewaar box opgeborgen worden.

### Effectief

De behandeling bereikt in een korte tijd een optimaal en precies resultaat.

### Betaalbaar

Over het algemeen is deze therapie goedkoper dan andere aligner systemen.



### Transparant


De patiënt kan zorgeloos praten en lachen.

### Comfortabel

De aligner is aangenaam glad, zonder brackets of metalen draden.

## TRAINING EN KLINISCHE ONDERSTEUNING

Ondersteuning van behandelaars met TrioClear™ aligners vinden wij ontzettend belangrijk. Indien u behandelaar wilt worden, volgt u diverse stappen in ons kosteloos opleidingsproces. Na het volgen van de introductie webinar krijgt u toegang tot onze **TrioClear™ e-learning modules**. Vervolgens wordt u bij uw eerste drie klinische casussen begeleid door onze TrioClear™ specialisten. Naast deze begeleiding heeft u, eenmaal gecertificeerd, bij een uitgebreide ingewikkelde casus, de mogelijkheid om een online afspraak te boeken met onze eigen orthodontist en zeer ervaren TrioClear™ behandelaar: Marie-Pierre Moulin Romsee.



\*Indien u al TrioClear™ behandelaar bent dient u eerst de 5 modules op ons e-learning platform af te ronden.



Aligner	Zacht	Medium	Hard
Dagen per set*	4 dagen	7 dagen	10 dagen
Aligner dikte	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm
Voordelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brengt de behandeling geleidelijk op gang, zodat de patiënt kan wennen aan de aligners en minimale pijnklachten ervaart.</li> <li>• Flexibel en eenvoudig in te brengen en uit te nemen.</li> <li>• Stimuleert de herpositionering van het gebit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stevigere aligners</li> <li>• Beweegt de tanden zoveel mogelijk naar de gewenste positie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houdt tanden op de gewenste plaats, terwijl het weefsel er omheen sluit.</li> <li>• Behoudt langdurig zijn stevigheid zonder vervorming of verzwakking.</li> <li>• Beschermst tegen terugval op micro-schaal.</li> </ul>

\*21 dagen in totaal. Dit kan verminderd worden op aanwijzing van de tandarts wanneer de voortgang van de behandeling het toelaat.

## WELKE VOORDELEN BIEDT TRIOCLEAR™ U VERDER TEN OPZICHT VAN DE TRADITIONELE ORTHODONTIE OF ANDERE ALIGNER SYSTEMEN?



### TRIOCLEAR™ STAAT OPEN VOOR ALLE SCANSYSTEMEN

Ongeacht met welk merk scanner u werkt, u heeft bij TrioClear™ altijd de mogelijkheid om scanbestanden in te sturen.

*Wij hebben connecties met alle open systemen!*



### BETAALBAAR VOOR EEN GROTE GROEP PATIËNTEN

Buiten alle technische voordelen is de prijs natuurlijk ook van groot belang. Bij de TrioClear™ pakketten is er een goede opbouw tussen de prijs en het aantal behandelingen. Hierdoor betaalt een patiënt met een vrij eenvoudiger behandeling niet onnodig veel.



### UNIEKE DRIE-STAPS OPLOSSING

TrioClear™ is een innovatieve drie-staps oplossing, ontworpen om uw patiënten een optimaal draagcomfort te bieden. TrioClear™ gebruikt bij elke stap van het proces, verschillende diktes voor de aligners. Deze verschillende diktes zijn zacht, medium en hard en maken alle drie deel uit van een set. Deze incrementele aligner-dikte zorgt ervoor dat we het bioProgressive Force-concept kunnen implementeren. Hierdoor ontstaat een geleidelijke en voorspelbare beweging van de tanden.

Dankzij deze opbouw ervaren uw patiënten veel minder pijn tijdens de behandeling. Het draagcomfort wordt voor de patiënt met een zachte uitvoering, waarmee gestart wordt, groter en kan de patiënt langzaam wennen aan de druk op de tanden. Ook wordt door de frequentere wisseling van de aligners een betere hygiëne gewaarborgd.

“Door het draagcomfort zal uw patiënt therapie trouwer blijven waardoor sneller het optimale resultaat behaald wordt”.



### GEAVANCEERDE TRIOCLEAR™ PLATFORM

Als TrioClear™ behandelaar krijgt u kosteloos toegang tot het TrioClear™ platform voor het invoeren van uw orders. Nadat uw order is ingevoerd op het platform ontvangt u enkele dagen later een klinische simulatie van het behandelplan. Via een externe link kunt u de behandeling bespreken met een collega of de patiënt. Op dit moment kunt u nog wijzigingen aanbrengen in de behandeling. Nadat u het behandelplan heeft goedgekeurd worden de aligners vervaardigd.



### MINDER STOELTIJD DOOR HET GEBRUIK VAN TRIODIM FORCE

TrioClear™ is het enige alignersysteem waar onze designers deze TrioDim Forces voor u plaatsen volgens uw voorschrift. Zo hoeft u niet zelf aan de slag met dimple pliers en wint u kostbare tijd. Vanwege het gebruik van TrioDim Force kan TrioClear™ een minimaal aantal attachments gebruiken en toch voorspelbare en effectieve resultaten geven. Dit scheelt u als behandelaar veel kostbare stoeltijd en de patiënt veel ongemak.

## KLINISCHE TOEPASSING/INDICATIES

TrioClear™ biedt drie mogelijkheden, afgestemd op de behoefte van de verschillende behandelingen. TrioClear™ Touch-Up en Simple zijn speciaal ontwikkeld voor de algemene tandheelkunde. Het gebruik van TrioClear™ Complete raden wij u alleen aan indien u beschikt over jarenlange orthodontische kennis en ervaring.

TrioClear™	Simple	Simple Plus pakket	Touch-up pakket	Touch-up Plus pakket	Complete pakket	Complete Add-on
<b>Behandeling</b>	1 set soft, medium & hard aligners	2 t/m 5 sets	6 t/m 9 sets	10 t/m 14 sets	15 t/m 30 sets	bij 30+ sets (per 3 sets)
<b>Inclusief (tot)</b>	geen refinement inbegrepen	geen refinement inbegrepen	6-staps refinement in 1 jaar	6-staps refinement in 1 jaar	2 refinements in 3 jaar	2 refinements in 3 jaar



## BEHANDELMOGELIJKHEDEN

TrioClear™ is een buitengewoon veelzijdige oplossing. Maak gebruik van deze behandeling en voldoe aan de groeiende esthetische wensen van uw patiënten. TrioClear™ geeft u de mogelijkheid om esthetische aanpassingen van het gebit te realiseren of te kunnen helpen wanneer malocclusies gecorrigeerd moeten worden.



DIASTEEM



CROWDING



OVERBEET



KRUISBEET



OPEN BEET



ONDERBEET

## NOTITIES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## CONTACT

📍 Flemingweg 14,  
Alphen aan den Rijn

☎ 0172 – 653 300

✉ info@elysee-dental.nl

🌐 www.elysee-dental.nl

📘 @ElyseeDentalNL

📷 @elysee\_dental

📺 Elysee Dental NL



