## CS CONNECT Conexión Dental Elysee







## **CONEXIÓN**

- 1 Inicie sesión en CS Connect
- 2 Haga clic en la barra de herramientas



- 3 Haga clic en 'Invitar a un compañero' en la ventana 'Partners'
- 4 Introduzca la siguiente dirección de correo electrónico: scandata@elysee-dental.es
- Deje el texto estándar en el campo Mensaje o escriba su propio mensaje en él
- 6 Haga clic en 'Enviar'
- 7 Su solicitud se procesará lo antes posible