

PRODUCT
SPOTLIGHT

TORNILLO REVESTIDO (TiN)

- Entregado de serie con pilares Forma®
- Mayor retención
- Menos posibilidades de aflojarse



TORNILLO REVESTIDO (TiN)

La investigación muestra que el aflojamiento de los tornillos, junto con la falta de osteointegración, es la segunda causa de fallo de restauraciones implantosoportadas*.

La dureza de un tornillo se logra recubriendo con un Nitruro de titanio mejorado. Se logra una mayor retención** que reduce las posibilidades de que exista el aflojamiento de un tornillo.

El revestimiento de nitruro de titanio de un tornillo es el nuevo estándar para todos los tornillos protésicos Forma®. En los próximos meses vamos a recuperar y reemplazar nuestro stock actual por el de estos nuevos tornillos.

Después de nuestros nuevos desarrollos, tales como la Guía de posición, el anodizado y Pilar MTX estamos convencidos de que también el tornillo recubierto con TiN es un buen complemento para nuestra cartera de productos. La información acerca de estos productos se puede encontrar en nuestro sitio web (www.elysee-dental.es/descargas).

El tornillo recubierto con TiN se ofrece sin coste adicional.

*Fuente: J Indian Prosthodont Soc. 2014 Sep; 14(3): 208-214.

**Fuente: J Adv Prosthodont. 2009 Jul; 1(2): 102-106.