



## Border-Lock<sup>®</sup> Afdruklepels

In alle (on)betande situaties

# Border-Lock® Afdruklepels

## Materialen, mogelijkheden en indicaties

### Border-lock® afdruklepels

Border-Lock® afdruklepels (Clan Dental Products) zijn gebaseerd op een ontwerp van professor J. Schreinemakers.

De naam Border-Lock® refereert naar een gepatenteerd retentiesysteem.

De horizontale sleuven aan de binnenzijde van de lepelrand verschaffen een perfecte retentie voor het afdruk materiaal.

De stijfheid van de gebruikte kunsthars biedt garantie voor een goede kwaliteit precisie-afdruk.

Eén en ander is wetenschappelijk onderbouwd en goed gedocumenteerd. De kunsthars wegwerplepels zijn beschikbaar voor zowel dentate als edentate kaken.

### Vervormbaar

Border-Lock® afdruklepels hebben een semi-individuele pasvorm. Dat wil zeggen dat na de keuze voor de anatomische vorm, de lepel in warm water plastisch kan worden gemaakt. Vervolgens kan de pasvorm van de lepel worden geïndividualiseerd.

Deze semi-individuele afdruklepels hebben dezelfde eigenschappen als conventionele individuele lepels, namelijk: een uitstekende lepelstabiliteit, een goede anatomische pasvorm en de opbouw van stuwdruk.

### Indicaties

De afdruklepels zijn uitsluitend geschikt voor éénmalig gebruik.

### Vervangconcept

Schaf eerst een proefset of het gehele assortiment Border-Lock® afdruklepels aan. Voor elke afdruk met Border-Lock® die u instuurt, ontvangt u een vervangende, nieuwe lepel in dezelfde maat retour. Deze lepel wordt vervolgens op uw technieknota gefactureerd.

