



# TRIOCLEAR™ PLATFORM GUIDE

2022







# INDHOLDS FORTEGNELSE


SÅDAN KOMMER DU IGANG MED TRIOCLEAR™ .....	4
OPRET EN BESTILLING.....	5
TRIN 1: OPRET EN NY CASE.....	5
TRIN 2: PATIENT OPLYSNINGER.....	6
TRIN 3: SPØRGESKEMA .....	7
TRIN 4: FOTO.....	8
TRIN 5: RØNTGENBILLEDER.....	9
TRIN 6: AFTRYK/SCAN.....	10
TRIN 7: LEVERING .....	11
TRIN 8: OVERSIGT .....	13
CASE MANAGEMENT EFTER INDSENDELSE.....	14
SØG EFTER EN CASE.....	14
CASE LOG .....	15
HANDLINGER OG DOKUMENTER.....	16
KLINISK SIMULERING OG SUPPORT .....	17
KONTOOVERSIGT .....	18
SUPPORT OG RESSOURCER.....	18
FOTOS: NØDVENDIGE MATERIALER.....	19
VEJLEDNING TIL AT TAGE KORREKTE FOTOS .....	20



# KOM GODT IGANG SOM TRIOCLEAR™ BEHANDLER

## LOG IND PÅ VORES PLATFORM

Gå til <https://pro.trioclear.com/> i din browser (helst Chrome). Hvis du allerede har registreret dig, skal du indtaste din e-mailadresse og adgangskode og klikke på log ind. Du vil blive omdirigeret til TrioClear™-platformen.





## OPRET EN NY CASE

**Ecodont™ Retainers** The First Step to Preserve Your Lifelong Smile

**New Case**

Search or Filter

All Pending Action Treatment in Progress Completed

Notification	Case Status	Profile	First Name	Last Name	Gender	Patient ID	Treatment Option	Approval Date	Treatment End Date	Age	Submission Date	Remarks
	Draft		demo	m	Male	3387	Complete	N/A	N/A	30	N/A	
	Plan Uploaded		DemoCase	Demo Only	Female	3205	Simple	N/A	N/A	30	17 Sep 2020	This is a demo
	Submitted		Demo	Patient	Male	3070	Complete	N/A	N/A	30	01 Sep 2020	
	Submitted		Julia	Yip	Female	3063	Complete	N/A	N/A	28	31 Aug 2020	Demo case
	Draft		Demo	Trial	Male	3062	Complete	N/A	N/A	30	N/A	Demo cases



### OPRET EN NY CASE


Klik på „**Ny case**“ på dashboard-siden og vælg den passende løsning afhængigt af patientindikationerne:

Bemærk: 1 sæt = 3 trin med henholdsvis en blød, mellem og en hård skinne.





New Case - Patient Info



Upload patient profile picture (optional)

First Name  Last Name

Gender  
☒ Male ☐ Female ☐ Other

Date of Birth  
 Day:  Month:  Year:

Remarks

Next



## INDTAST PATIENTOPLYSNINGER

**Valgfrit:** Du kan uploade et billede, som vil blive vist som patientens profilbillede i oversigten på „case management“ siden.

**Valgfrit:** Du kan lave en note, der skal vises på dit dashboard som en påmindelse.

Klik på „Næste“ for at fortsætte.  
*\*Alle obligatoriske felter skal udfyldes.*



**New Case - Questionnaire**

1. Clinical Condition

☐ Crowding  
☐ Spacing  
☐ Class II Division II  
☐ Uneven Smile  
☐ Overbite

☐ Deep Bite  
☐ Class II Division I  
☐ Class III  
☐ Open Bite  
☐ Other

2. Please select the dentition that you wish NOT to move

☐ N/A ☐ Upper ☐ Lower ☐ Anterior ☐ Posterior

**Permanent Teeth**

Quadrant 1 Permanent maxillary right quadrant  
 Quadrant 2 Permanent maxillary left quadrant  
 Quadrant 3 Permanent mandibular left quadrant  
 Quadrant 4 Permanent mandibular right quadrant

Right Left

3. Method of Gaining Space

Extraction (Which tooth to extract?) ☐ Primary ☐ Secondary ☒ None

Expansion ☐ Primary ☐ Secondary ☒ None

Interproximal Reduction ☐ Primary ☐ Secondary ☐ None ☒ Refer to Clinical Simulation

Distalization ☐ Primary ☐ Secondary ☐ None ☒ Refer to Clinical Simulation

Proclination ☐ Primary ☐ Secondary ☐ None ☒ Refer to Clinical Simulation

4. Overjet  
 Refer to Clinical Simulation

5. Overbite  
 Refer to Clinical Simulation

6. Midline

☐ Refer to Clinical Simulation  
☐ Maintain  
☐ Correct upper by 1-5 mm  
☐ Correct lower by 1-5 mm

7. Crossbite

☐ Maintain ☐ Improve ☒ Refer to Clinical Simulation

8. Comment

Comment

Previous Next Save Draft



UDFYLD SPØRGESKEMAET OM PATIENTENS KLINISKE TILSTAND. MARKÉR DE NØDVENDIGE BOKSE. VIGTIG! TILFØJ ALLE RELEVANTE KOMMENTARER OG INSTRUKTIONER TIL TEKNIKEREN HER.

Bemærk, at du i dette trin bør tage stilling til om der skal være plads til en retainertråd eller Ecodont retainer efter endt behandling og orientere teknikeren her.

Klik på „Next“ for at fortsætte.



**New Case - Photos**

**Mandatory Photographs**

**Strongly Recommended**

☐ Upload this photo later

☐ Upload this photo later

☐ Upload this photo later



**TRÆK OG SLIP ELLER UPLOAD BILLEDERNE I DE RELEVANTE BOKSE. DU KAN OGSÅ SPEJLVENDE ELLER ROTERE BILLEDERNE. MARKÉR BOKSEN HVIS DU ØNSKER AT UPLOADE BILLEDERNE PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.**

#### Hvad er obligatoriske billeder?

- 1 Maxilla okklusl
- 2 Mandibular okklusl
- 3 Anterior intraoral
- 4 Højre buccal intraoral
- 5 Venstre buccal intraoral
- 6 Ansigt frontalt med smil

#### Hvad er stærkt anbefalede billeder?

- 1 Ansigt sidevendt med smil
- 2 Ansigt frontalt med lukket mund, og
- 3 Ansigt sidevendt uden smil.

Stærkt anbefalede billeder vil hjælpe vores teknikere med at opnå en mere ideel behandlingsplan. Vises som en påmindelse.

Klik på „Næste“ for at fortsætte.

*Bemærk: Hvis indstillingen „Upload dette billede senere“ er valgt, vil vores teknikere kun starte behandlingsplanlægning efter disse billeder er indsendt.*





### New Case - Radiographs

Upload the Radiographs

Orthopantomogram - Mandatory

Lateral Cephalogram - Strongly Recommended

☐ I will upload this x-ray later

Previous
Next
Save Draft



## TILFØJ ORTHOPANTOMOGRAM OG LATERAL CEPHALOGRAM.

MARKÉR DEN RELEVANTE BOKS, HVIS DU ØNSKER AT UPLOADE SENERE, ELLER HVIS DU IKKE ØNSKER AT UPLOADE RØNTGENBILLEDER

**Bemærk!** Orttopantomografi er obligatorisk, så vores teknikere kan analysere den orale situation. Det laterale cephalogram anbefales stærkt, da det vil hjælpe vores teknikere med at lave en mere ideel behandlingsplan.

Klik på „Næste“ for at fortsætte.

*Bemærk: Hvis muligheden „Upload dette billede senere“ er valgt, vil vores teknikere først starte behandlingsplanlægningen, efter at disse billeder er blevet indsendt.*



**Metode 1:** Upload STL/DCM filer direkte til platformen.

Træk STL/DCM filer direkte fra din mappe eller klik på „+“ for at få adgang til dine mapper.

**Metode 2:** Analoge aftryk.

Alginat eller silikone aftryk sendes med post eller afhentes af kurer (afhængigt af hvor i landet du befinder dig).


Bestil afhentning på + 45 73 404 404

**Metode 3:** Intraoral scan

Indtast venligst følgende data:

1. Scanner mærke.
2. Reference nummer scan ID
3. Brugernavn brugt ved upload af de intraorale scan.

Klik på „Næste“ for at fortsætte.



New Case - Delivery

Enter a Promotion Code if Any

Select a billing address or enter new address

33 MGM Road, 853.333

Previous Next Save Draft



VÆLG EN LEVERINGSADRESSE FRA DROP-DOWN-MENUEN ELLER INDTAST EN NY ADRESSE.

Klik på „Næste“ for at fortsætte.







### New Case - Summary

- Clinical Condition**  
No condition is selected
- Dentition that you wish NOT to move**

**Permanent Teeth**

**Right**      **Left**

**Quadrant 1**  
Permanent maxillary right quadrant

**Quadrant 2**  
Permanent maxillary left quadrant

**Quadrant 3**  
Permanent mandibular left quadrant

**Quadrant 4**  
Permanent mandibular right quadrant

Name: carol cahn  
 Gender: M  
 Date of Birth: 20-9-1990

Delivery Address: 33 MGM Road  
 City: Macau  
 Zip/Postal Code: 853  
 Phone Number: 333  
 Promotion Code: None

- Method of Gaining Space**  
 Extraction: None  
 Expansion: None  
 Interproximal Reduction: Refer to Clinical Simulation  
 Distalization: Refer to Clinical Simulation  
 Proclination: Refer to Clinical Simulation  
 Refer to treatment simulation: Primary
- Overjet**  
Refer to Clinical Simulation
- Overbite**  
Refer to Clinical Simulation
- Midline**
- Crossbite**  
Refer to Clinical Simulation
- Comment**
- Customer Pick-Up Code/ Doctor Code**  
No Customer Pick Up Code Added
- Scanner Brand**  
No Scanner Brand Added
- Username / Login Name / Dr. Name**  
No Doctor Code Added




### SIDSTE TRIN TIL OPRETTELSE AF EN CASE:

I det sidste trin, „Oversigt“, kan du se alle de oplysninger, billeder og filer, du indtastede i de foregående trin. Når du har tjekket at alle detaljer er korrekte, kan du klikke på „Send“, og alle oplysninger vil blive sendt til TrioClear™-laboratoriet som derefter påbegynder behandlingsplanlægningsprocessen. Sørg for, at alle obligatoriske filer er uploadet, før du indsender sagen. Eventuelle cases med manglende obligatoriske oplysninger vil ikke blive sendt til laboratoriet, før de påkrævede felter er udfyldt.

Se venligst de specifikke trin, inden du indsender.

# CASE MANAGEMENT EFTER INDSENDELSE



Notification	Case Status	Profile	First Name	Last Name	Gender	Patient ID	Treatment Option	Approval Date	Treatment End Date	Age	Submission Date	Remarks
	Draft		demo	m	Male	335	Complete	N/A	N/A	30	N/A	
	Plan Uploaded		DemoCase	Demo Only	Female	3205	Simple	N/A	N/A	30	17 Sep 2020	This is a demo
	Submitted		Demo	Patient	Male	3070	Complete	N/A	N/A	30	01 Sep 2020	
	Submitted		Julia	Yip	Female	3063	Complete	N/A	N/A	28	31 Aug 2020	Demo case
	Draft		Demo	Trial	Male	3062	Complete	N/A	N/A	30	N/A	Demo cases

Når din case er indsendt, kan du få et overblik, spore forløbet og indsende yderligere anmodninger ved at klikke på casen under Case Management.


## SØG EFTER EN CASE:

Indsendte eller udkast til cases kan findes under Case Management ved hjælp af søgelinjen.

- Søg direkte efter patientens ID, navn eller specifikke oplysninger.
- Klik på pilefilteret for at sortere anmodninger.


Patientens profil kan ses ved at klikke på casen på dashboard-siden.





Case Management > Patient #3013

Case Status: Aligners Set 1-6 Delivered - Complete



**Cara, Sink (#3013)**

Date of Birth: 23-2-1992

Gender: Female

Remarks  
Demo Case

Treatment Option  
Complete

Approval Date  
23-Aug-2020

Treatment End Date  
23-Aug-2023

**Case Log**

24-Aug-2020 00:00:35 24-Aug-2020 00:00:02	Aligner Set 1-6 dispatched to our distributor	
24-Aug-2020 00:00:42 24-Aug-2020 00:00:42	Production in Progress	
23-Aug-2020 23:57:35 23-Aug-2020 23:57:35	Treatment Plan 1 Approved	<a href="#">Clinical Simulation</a>
23-Aug-2020 23:54:50 23-Aug-2020 23:54:50	Treatment Plan 1 Uploaded	<a href="#">Clinical Simulation</a> <a href="#">View Plan</a>
23-Aug-2020 23:54:02 23-Aug-2020 23:54:02	All materials have been received and the treatment plan will be available within 3-4 business days	
23-Aug-2020 23:13:21 23-Aug-2020 23:13:21	Prescription Submitted by Doctor	

**Actions**

- Lost / Replace Aligners
- Refinements
- Request Ecodont™ Retainers
- Process Next Set of Aligners

**Documents**


- View Treatment Plans
- Clinical Simulations and Live Support
- View Photos
- View Radiographs
- View Impressions
- View Prescription Notes
- Print Order Information

**Delivery Address**

Doctor Name: Dr 2 Demo  
 Delivery Name: Cara Sink  
 33 MGM Road  
 City: Macau  
 Phone Number: 333  
 Fax Number: 111

## CASE LOG:

Du kan tjekke patientens historik og overvåge det aktuelle forløb i „Case log“. Casen vil løbende blive opdateret. For eksempel: godkendelse af behandlingsplan, 3D klinisk simulering, produktion af alignere og levering.



## HANDLINGER OG DOKUMENTER:

For hver enkelt case kan omfattende handlinger og indsendte dokumenter konsulteres.

Handlinger inkluderer:

### 1. Bearbejd næste sæt alignere

Følger patientens tandstilling behandlingsplanen, kan de næste alignersæt bestilles her.

### 2. Tabte / erstatningsalignere


Indtast trin-nummer og ønsket alignertype (blød, medium, hård).

### 3. Efterjustering

Genindsend alle de seneste oplysninger og beskrivelser for casen.

### 4. Ansøg om Ecodont™ Retainers

Hvis du er tilfreds med det endelige resultat, det vil sige at den kliniske slutsituation svarer til simuleringen, kan retaineren bestilles i sidste fase af behandlingen uden yderligere scanning eller aftryk. Er du i tvivl, kan du også anmode om en retainer på baggrund af en ny scanning eller analogt aftryk. Vi gemmer dataene for dig, så der i tilfælde af tab og/eller slitage kan bestilles en ny retainer med et enkelt museklik.




## KLINISK SIMULERING OG LIVE SUPPORT

Under „Dokumenter“ kan du finde kliniske 3D simuleringer.

Hver behandlingsplan skal godkendes af behandleren, før aligneren produceres. Hvis du har brug for yderligere ændringer, bedes du kontakte vores teknikere i live chat-boksen. Tryk på „Godkend behandlingsplan“ for at bekræfte produktionen af aligneren.




# KONTOOVERSIGT



Case-gennemgang - Statistik over indsendte eller udkast til cases kan ses her - visning efter måned, kvartal og år. Kontoprofil og leveringsadresse kan også opdateres i dette afsnit.

# SUPPORT OG RESSOURCER




Informationsfoldere og patientsamtykkeskemaer kan findes under afsnittet „Support og ressourcer“.

## FOTOS: NØDVENDIGE MATERIALER



Digitalkamera med makroobjektiv.  
Indstillinger: ISO 100 og lukkertid  
1/200 sek. Alternativt kan en mobil  
med et godt kamera bruges.



Fotografiske/Palatal spejle



Kindkroge

### Bemærk

1. Sørg for, at patientens mund er helt ren.
2. Til okklusale fotografier skal du nedsænke spejlet i varmt vand for at forhindre det i at dugge til.
3. Brug en ikke-distraherende baggrund for at undgå skygger.
4. Brug kameraets automatiske blitz i stedet for operationslys.
5. Drej spejlbilleder vandret for korrekt visning.
6. Hold altid kameraet vandret og stil dig foran patienten for at forhindre deformiteter.



### FRONTAL & PROFILBILLEDER

**Antal:** 4

**Baggrund:** Hvide

**Justering:** Blænde f/8 og autofokus til (AF)

**Afstand:** 1.5m, vi anbefaler at man markerer et punkt på gulvet

**Profilbillede:** Patienten ser frem, læberne afslappede, tænderne sammen og hagen parallelt med gulvet

**Profilbillede med smil :** Patienten smiler naturligt

### INTRA-ORAL PHOTOS

**Antal:** 5

**Måde:** Patienten kan sidde i en tandlægestol. Til nem placering og brug af kindretractor

**Justering:** Manuel fokus og blænde/22

## VEJLEDNING TIL AT TAGE KORREKTE FOTOS



### Profilbillede forfra

- Naturlig hovedposition.
- Hovedet må ikke vippe eller roteres.
- Kæbe og læber i afslappet stilling.
- Interpupillinje skal udlignes.
- Kameraets fokuspunkt på næsebroen.



### Profilbillede med smil

- Samme placering som ved „profilbillede forfra“.
- Naturligt smil/tænder synlige på en naturlig måde.
- Denne visning hjælper med at visualisere patientens smileæstetik og blødtvævsproportion.



### Ansigt sidevendt

- Patienten drejer til venstre.
- Hold hovedet i naturlig stilling.
- Øjne fikseret vandret på et bestemt punkt i øjenhøjde.
- FH (Frankfort Horizontal) plan skal være parallel med gulvet.



### Sidevendt ansigt med smil

- Samme placering som ved „Ansigt sidevendt“
- Anteriore tænder skal være synlige ved smil.
- Hele lateralsiden skal være synlig (dvs. ingen hår, tærklæde eller lign. må dække ansigtet).





#### **Bukkalt højre intra oral**

- Patientens kinder og læber skal trækkes tilbage til højre side.
- Hvis det er muligt, er det bedst at man kan se den bagerste molar.
- Som minimum skal man kunne se den forreste molar på billedet.
- Fotografiets midterlinje skal matche det okklusale plan.



#### **Bukkalt venstre intra oral**

- Patientens kinder og læber skal trækkes tilbage til venstre side.
- Hvis det er muligt, er det bedst at man kan se den bagerste molar.
- Som minimum skal man kunne se den forreste molar på billedet.
- Fotografiets midterlinje skal matche det okklusale plan.



#### **Anterior intraoral**

- Retraktion på kinder og læber. Tænder i okklusion.
- Billedet skal tages vinkelret på midterlinjen.
- Fotografiets midterlinje skal matche det okklusale plan.



#### Maxilla okklusal


- Den brede side af spejlet indsættes for at mest posteriort.
- Den midterste palatinske raphe bruges som en guide til midten af billedet.
- Billedet tages vinkelret på spejlet.



#### Mandibula okklusalt

- Den brede side af spejlet indsættes for at mest posteriort.
- Tungens frenulum bruges som en guide til midten af billedet.
- Hvis det er muligt, bør man bede patienten om at rulle tungen tilbage bag spejlet for det bedste udsyn.


1 - Mandatory



#### Orthopantomogram

- Det er et krav at vi modtager et orthopantomogram da oplysninger om røddernes tilstand og placering er vigtig for behandlingsplanlægningen.

strongly Recommended



#### Lateral cephalogram

- Vi anbefaler upload af lateral cephalogram, dog er dette ikke et krav.

## NOTER

